




Nos **pansements de collagène résorbable** utilisés en chirurgie dentaire sont des éponges souples faites à partir de collagène de type 1 dérivé de tendon fléchisseur profond (tendon d'Achille) de bovin. La structure très poreuse de l'éponge lui permet d'absorber le sang et les exsudats qui s'écoulent de la plaie. La fabrication à partir de fibres intactes de collagène confère aux pansements de collagène résorbable la capacité de provoquer l'hémostase.

 10 mm Øx20 mm	 20x40x3 mm	 25x75x1 mm
<p><i>Sites d'extraction</i></p> <p><i>Lésions traumatiques</i></p> <p><i>Blessures chirurgicales</i></p>	<p><i>Plaies parodontales</i></p> <p><i>Ulcères buccales</i> (sans infection ou virales)</p> <p><i>Blessures causées par le port de dentiers</i></p>	<p><i>Sites du prélèvement palatin</i></p> <p><i>Sites de suture</i></p> <p><i>Brûlures</i></p>
<p>Sa forme cylindrique s'adapte facilement au site chirurgical</p>	<p>Sa forme spongieuse épaisse protège les tissus mous</p>	<p>Sa forme similaire à un ruban mince est idéal pour les cas plus complexes</p>
<p>Peut être coupé et façonné au besoin • Boîtes de 5 unités emballées séparément • À usage unique et vendu stérilisé</p>		
<p><b>neo PLUG</b></p>	<p><b>neo COTE</b></p>	<p><b>neo TAPE</b></p>



Pour tout renseignement contactez votre représentant conseil ou appelez-nous sans frais au:

1 877 243-6724

[www.citagenix.com](http://www.citagenix.com)