


# citagenix

## osteodisc<sup>®</sup>

### Moulin à os pour usage dans les greffes osseuses

Broyez vos parcelles d'os autogène de grande dimension en plus petites particules destinées à la greffe.



### Facile à utiliser grâce à son design ergonomique

L'Osteodisc est composé d'un instrument à main réutilisable fait d'acier inoxydable de qualité médicale et d'un assemblage meule-tige jetable afin d'assurer les meilleurs résultats possibles.

- **Conçu pour être utilisé avec tout type de stérélisateur**
- **S'adapte aux instruments à main pneumatiques**
- **Meules-tiges calibrées à 500 microns**



*"...sa facilité d'utilisation et sa performance exceptionnelle en font un outil indispensable pour les chirurgiens nécessitant des particules d'os autogène ..."*

— Jack G. Zosky, D.D.S., F.R.S.D. (C), F.I.C.D. (Toronto, Canada)

Pour tout renseignement  
contactez votre représentant conseil  
ou appelez-nous sans frais au:

**1-877-243-6724**  
**www.citagenix.com**

  
**citagenix**

1105 Autoroute Chomedey  
Laval, QC H7W 5J8  
www.citagenix.com

