

AQUA-PRESS®

Système d'irrigation chirurgicale



Pochette à pression
pour les sacs de solution
saline (max. 1000 mL)



AQUA-PRESS®
Ensemble d'irrigation



Pour tout renseignement
contactez votre représentant conseil
ou appelez-nous sans frais au :

1-877-243-6724

www.citagenix.com

 **citagenix**

*Des solutions uniques et innovatrices
à vos besoins chirurgicaux*

AQUA-PRESS®

Système d'irrigation chirurgicale

Le système Aqua-Press vous permet de régulariser l'irrigation du champ opératoire au moyen d'une seringue.

Le système permet d'assurer la stérilité de la solution et d'éviter les risques d'aéro-embolisme. Un sac standard pour infusion (max. 1000 mL) de solution saline physiologique (isotonique) stérile doit être placé dans la pochette à pression. Lorsque la pochette est gonflée par la pompe manuelle, l'eau sort. Simple et efficace.

Les boyaux en silicone et les pièces en métal peuvent être stérilisées jusqu'à 135°C

L'irrigation au cours des interventions chirurgicales :

En plus d'améliorer la visibilité du champ opératoire, l'irrigation au moyen d'une solution saline physiologique stérile peut lutter contre les risques d'œdème intracellulaire et d'infection.

Une irrigation suffisante peut accélérer la guérison, réduire la formation de tissus cicatriciels et diminuer la douleur postopératoire.