

QUALITÉ SUPÉRIEURE. PRIX ABORDABLE. BRILLANT.

Iris™ Lampes frontales à DEL sans cordon pour chirurgie

Libérez-vous avec la lampe frontale pour chirurgie à DEL sans cordon la plus brillante au monde! L'IRIS a été optimisée pour répondre aux besoins des salles d'opération et utilise les lampes à DEL les plus claires et les plus blanches du marché.

Chaque système comprend :

Une lampe frontale, un bloc-batterie rechargeable à contrôle numérique et un chargeur, 3 chiffons pour essuyer la lentille, un filtre de lumière orange, un sac en nylon et 2 manettes (modèles Duo) ou un appareil de réglage des lampes Solo (modèles Solo)

Le contrôle numérique du bloc-batterie vous permet d'ajuster l'intensité lumineuse en fonction de vos besoins. Ces nouveaux blocs-batteries polyvalents peuvent être fixés à votre ceinture ou aux vêtements de chirurgie, mis dans une poche ou fixés à la ceinture fournie avec l'ensemble. Pour une liberté totale, le B2X peut même être fixé au bandeau de la lampe frontale.

Les modèles de 100 000 lux sont recommandés pour les cliniques d'ORL, les dermatologues, les endodontistes, les chirurgiens généralistes, les gynécologues accoucheurs, les chirurgiens oraux, les chirurgiens plastiques pour le visage, les podiatres, les prothésodontistes, les urologues, les vétérinaires et autres utilisateurs de loupes 3,5x ou plus (les loupes plus puissantes exigent un éclairage plus puissant).

Les modèles de 50 000 lux vous donnent tous les avantages. Une lampe frontale à DEL confortable, légère et facile d'entretien, sans aucun cordon, qui vous offre un éclairage des plus brillants, parfait pour la chirurgie. Elle est recommandée pour les urgentologues, les dentistes, les hygiénistes dentaires, les vétérinaires et autres utilisateurs de loupes 3X ou moins.

Blocs-batteries à contrôle numérique

Source d'énergie rechargeable

(les modèles Solo viennent avec **B2X**, les modèles Duo avec **B4X**)

Lithium-ion, aucun effet mémoire, durée de 4 heures par charge

Iris Solo 50: 50,000 lux

Iris Solo 100: 100,000 lux

Iris Duo 100: 100,000 lux

Iris Duo 200: 200,000 lux



LE PRODUIT PEUT DIFFÉRER DE L'IMAGE

GP-8043.0 (06/09)

IRIS™

Éclairage uniforme

Les DEL durent plus de 50 000 heures sans jamais changer d'intensité lumineuse

Facile d'entretien

Aucun câble à fibre optique ni aucune ampoule à remplacer

Fonctionne à piles

Piles rechargeables au lithium-ion donnant de 4 à 8 heures d'éclairage

Portatif

Tout le système peut loger dans un sac à cordonnet

Garantie

Garantie de 5 ans pour la lampe frontale

Pour tout renseignement contactez votre représentant-conseil ou appelez-nous sans frais au:

1 877 243-6724

www.citagenix.com

Xcitagenix

Des solutions uniques et innovatrices à vos besoins chirurgicaux