

# TRAITÉES AVEC LA TECHNOLOGIE ALLOWASH®

## RAPTOS

### Poudre d'os spongieux et cortical irradiée

L'allogreffe d'os spongieux de Raptos offre un support ostéoconducteur qui favorise la néoformation osseuse. L'os spongieux, utilisé seul ou en tant que partie d'une greffe osseuse composite, sert de support naturel facilitant l'attachement des précurseurs ostéogéniques.

Les allogreffes de Raptos sont traitées avec la technologie Allowash® et, pour plus de sécurité, sont également irradiées dans leur emballage final.

Allogreffes	Granulométrie	Volumes disponibles
Spongieux	250 - 1 000 µm	0,5, 1, 2 & 5 cc
	125 - 850 µm	0,5, 1, 2 & 5 cc
Cortical	500 - 1 000 µm	1, 2 & 5 cc
	1000 - 2 000 µm	5 cc
Mélange cortico-spongieux	250 - 1 000 µm	0,5, 1, 2 & 5 cc



# RAPTOS

A L L O G R E F F E

*Dépistage rigoureux, test sérologique et transformation formelle*

•  
*Irradiation aux rayons gamma à faible dose*

•  
*Accréditée par l'AATB*

•  
*Détient la certification CTO obligatoire de Santé Canada*

Pour tout renseignement contactez nous:

1 877 243-6724

[www.citagenix.com](http://www.citagenix.com)  
[info@citagenix.com](mailto:info@citagenix.com)