

TRAITÉES AVEC LA TECHNOLOGIE ALLOWASH®

OSPREY

Poudre d'os spongieux et cortical irradiée

L'allogreffe d'os spongieux de OSPREY offre un support ostéoconducteur qui favorise la néoformation osseuse. L'os spongieux, utilisé seul ou en tant que partie d'une greffe osseuse composite, sert de support naturel facilitant l'attachement des précurseurs ostéogéniques.

Les allogreffes de Osprey sont traitées avec la technologie Allowash® et, pour plus de sécurité, sont également irradiées dans leur emballage final.

Allogreffes	Granulométrie	Volumes disponibles
Spongieux	250 - 1 000 µm	0,5, 1, 2 & 5 cc
	125 - 850 µm*	0,5, 1, 2 & 5 cc
Cortical	500 - 1 000 µm	1, 2 & 5 cc
	1000 - 2 000 µm	5 cc
Mélange cortico-spongieux	250 - 1 000 µm	0,5, 1, 2 & 5 cc

*Plus populaire



Citagenix

*Des solutions uniques et innovatrices
à vos besoins chirurgicaux*

OSPREY

A L L O G R E F F E

*Dépistage rigoureux, test
sérologique et
transformation formelle*

*Irradiation aux rayons
gamma à faible dose*

Accréditée par l'AATB

*Détient la certification CTO
obligatoire de Santé Canada*

Pour tout renseignement
contactez votre représentant conseil
ou appelez-nous sans frais au:

1 877 243-6724
www.citagenix.com