

nouveau

BROYEZ L'OS... SANS EFFORT!

OSTEODISC® Broyeur d'os

Réduit l'os autogène et les allogreffes en plus petites particules réutilisables.

Le nouvel Osteodisc, avec son design ergonomique et innovateur, est composé d'une unité principale en forme de cloche et d'un arbre d'entraînement faits d'acier inoxydable ainsi que d'une lame jetable en forme de disque munie d'une clavette de blocage.

L'arbre d'entraînement de l'Osteodisc s'adapte aux perceuses communément utilisées en salle d'opération.



Dimensions de l'unité principale: 133 mm (h), 100 mm (l)

Volume interne total: 420 cc

Les arbres d'entraînement et les disque-lames jetables sont vendus séparément

 **Citagenix**

*Des solutions uniques et innovatrices
à vos besoins chirurgicaux*

osteodisc®
MOULIN À OS ORTHOPÉDIQUE

*Facile à assembler
Facile à utiliser*

•
*Broie l'os autogène
et les allogreffes*

•
*Le disque-lame jetable
assure des bords tranchants*

•
*Broie l'os en particules
de 1 à 2 mm*

•
*S'adapte aux perceuses
utilisées en salle d'opération*

Pour tout renseignement
appelez-nous sans frais au:

1 877 243-6724
+1 450 688-8699

www.citagenix.com

Brevet américain n° 6,287,312 et autre brevet en instance
GP-8061.0 (10/08)