

SUPPORT NATUREL POUR LA RÉGÉNÉRATION OSSEUSE

RAPTOS

Poudre d'os spongieux et cortical irradiée

L'allogreffe d'os spongieux de Raptos offre un support ostéoconducteur qui favorise la néoformation osseuse. L'os spongieux, utilisé seul ou en tant que partie d'une greffe osseuse composite, sert de support naturel facilitant l'attachement des précurseurs ostéogéniques.

Allogreffes	Granulométrie	Volumes disponibles
Spongieux	250 - 1 000 µm	0,5, 1, 2 & 5 cc
	125 - 850 µm	0,5, 1, 2 & 5 cc
Cortical	500 - 1 000 µm	1, 2 & 5 cc
	1000 - 2 000 µm	5 cc
Mélange cortico-spongieux	250 - 1 000 µm	0,5, 1, 2 & 5 cc



 **Citagenix**

*Des solutions uniques et innovatrices
à vos besoins chirurgicaux*



RAPTOS
ALLOGREFFE

*Dépistage rigoureux, test
sérologique et
transformation formelle*

•
*Irradiation aux rayons
gamma à faible dose*

•
Accréditée par l'AATB

•
*Détient la certification CTO
obligatoire de Santé Canada*

Pour tout renseignement
contactez nous:

1 877 243-6724

www.citagenix.com
info@citagenix.com